



Решения для
стоматологических кабинетов и
зуботехнических лабораторий

A smile ahead together



Icon

 **Constic**

 **Luxatemp Star**

 **TempoCem**

 **LuxaBite**

 **DeltaFil**

 **Silagum**

 **O-Bite**

 **LuxaPost**

 **Ecosite**

 **LuxaCore Z**

 **LuxaBond**

 **PermaCem**

 **Luxatemp MaxProtect**

 **Vitique**

 **Ionosit Baseline**

 **LuxaPrint**

 **MiniDam**

 **Flairesse**

 **StatusBlue**

 **Honigum Pro**

 **DentaMile**

A close-up photograph of a woman with shoulder-length, wavy grey hair. She is smiling broadly, showing her teeth, and looking off to the right. She is wearing a white collared shirt under a grey sweater. A blue fabric is visible in the bottom right corner. The background is a blurred indoor setting.

**Мы работаем
для вас!**



Качество, на которое можно положиться

Все продукты, выпускаемые под маркой DMG, произведены в Гамбурге. Изготовлены с особой тщательностью, проходят строгий контроль и сертификацию. Результат: продукция премиум-класса, на которую можно положиться.

Стоматологические решения со взглядом в будущее

Порядка 20 % нашей команды занимаются исследованиями и разработками. Цифровые рабочие процессы, современные системы реставрации или профилактики и раннее лечение — все это результат активной работы над тем, чтобы предложить вам новые перспективные возможности.

Лучшая международная сеть

Стоматологические продукты DMG с успехом применяются в более чем 80 странах мира. В нашей международной сети стоматологических клиник и научно-исследовательских институтов практикуется интенсивный обмен идеями, в котором сердечно предлагаем принять участие и вам. Вместе мы можем формировать будущее стоматологии!

Особое внимание к окружающей среде

Внимательное отношение к окружающей среде — основа нашей работы. Прежде всего, это меры по экономии ресурсов, включая системы на базе фотоэлектрических элементов, сокращение объема упаковки и использование экологически чистой электроэнергии. Предприятие является семейным во втором поколении, и для нас вопрос заботы об окружающей среде — это также ответственная корпоративная политика, направленная на долгосрочную перспективу.



Делаем все возможное, чтобы облегчить вашу работу

Несомненно, стоматология и стоматологические технологии — это не только увлекательные и разноплановые области деятельности, но также предъявляющие высокие требования

Обязательства стоматолога выходят далеко за рамки стоматологического кресла. Вне зависимости от того, являетесь ли вы тем, к кому за помощью обращаются пациенты и сотрудники, тем, кто готов выслушать, менеджером или предпринимателем. В зуботехнической лаборатории важно не только стремиться к использованию передовых технологий, но и сохранять верность традиционному мастерству. Основопологающей частью работы стоматолога или зубного техника является постоянная необходимость решать новые задачи.

**DMG делает все возможное, чтобы облегчить вашу работу.
И делает это с неизменным энтузиазмом уже более 60 лет.**

A smile ahead together Добро пожаловать в сообщество DMG

Знания для всех – портфолио обучающих программ DMG

DMG предлагает не только высококачественную продукцию, но и широкий спектр обучающих программ. Беседы, семинары или занятия в прямом эфире – возможности учиться онлайн, очно в учебном центре или дистанционно.

Локальные встречи

В течение всего года мы участвуем в многочисленных выставках и конференциях по всему миру. Будем рады возможности видеть вас и обмениваться идеями.

Даты и информацию можно найти здесь:



dmgdental-academy.com




Interdentale

Interdentale – это серия мероприятий, созданная специально для молодых стоматологов. С инновационными лекциями и мастер-классами – онлайн и офлайн!



my-interdentale.com/en



Рассылка DMG

Зарегистрируйтесь сегодня и получите специальные предложения, информацию о мероприятиях, новой продукции и многое другое!

www.dmg-dental.com/en/service/newsletter



Социальные сети

Подписывайтесь на «dmgdental» в Facebook, Instagram или LinkedIn, чтобы всегда оставаться в курсе событий. На нашем канале YouTube представлено большое количество полезных видео.



Оглавление

Общий обзор продукции DMG

Отбеливание

Flairesse	
Bleaching Gel CP 5%	10
Bleaching Gel CP 10%	10
Bleaching Gel CP 16%	10

Профилактика

Flairesse Paste	11
Flairesse Gel/Foam	11
Flairesse Varnish	12

Инфильтрация

Icon Proximal	13
Icon Vestibular	13

Скоро!

Flairesse Bleaching Gel

Революционный продукт для коррекции оттенка эмали зуба, особенно при лечении молодых пациентов. Узнать больше на странице 10



Прямые композитные реставрации

Композиты

Ecosite Elements	15
Ecosite Bulk Fill	16
Constic	16
EcuSphere Flow	17
EcuSphere Carat	17
EcuSphere Shape	18

Прокладочный материал

Ionosit Baseline	18
------------------	----

Материалы для восстановления культи зуба

LuxaCore Z Dual	19
-----------------	----

Корневые штифты

LuxaPost	20
----------	----

Адгезивные системы

LuxaBond Universal	20
LuxaBond Total Etch	21
Ecosite Bond	21

Адгезивные системы

Contax	22
--------	----

Аксессуары

Safetip Dispenser	22
Safetip Dispenser Pro	23
DMG Etching Gel	23

ОТТИСКИ

Оттисковые материалы

Honigum Light	25
Honigum Mono	25
Honigum Heavy	26
Honigum Putty	26
Silagum Light	27
Silagum Medium	27
Silagum Mono	28
Silagum Putty	28
Silagum Putty Soft	29

StatusBlue	29
------------	----

Устройство для смешивания

MixStar eMotion	30
-----------------	----

Материал для ретракции

DMG Retraction Paste	30
----------------------	----

Регистрация прикуса

O-Bite	31
LuxaBite	32
DMG Tray Adhesive	32

Регистрация прикуса

Silagum Comfort	33
-----------------	----

Материалы для перебазировки

LuxaPick-up	33
-------------	----

Временное протезирование

Высокоэффективные временные решения для долгосрочной стабильности

Luxatemp MaxProtect 35

Временные решения

Luxatemp Star 35

Luxatemp Fluorescence 36

Luxatemp Plus 36

Восстановление временных конструкций

LuxaFlow Star 37

Покрытие поверхностей

Luxatemp Glaze & Bond 37

Временная фиксация

TempoCem ID 38

TempoCem NE 38

TempoCem 39

Скоро!

Luxatemp MaxProtect

идеальный симбиоз
долговечности и эстетики.

Узнать больше на странице 35



Постоянное протезирование

Цементы для фиксации

PermaCem Universal 42

PermaCem 2.0 42

PermaCem Dual 43

PermaCem 43

Таблицы и обзоры

Какой материал выбрать

Прямые реставрации:

реставрационный материал 45

Профилактика и инфильтрация 46

Оттиски 47

Прямые реставрации: адгезивы 48

Получение оттисков с помощью Honigum 49

Цементы: временные и постоянные 50

Цементы: временные и постоянные 51

Протезирование: временное и постоянное 52


Automix Dispenser 53

Аппликационные насадки 54

MixStar Tips 55

Символы, Указатель 56





Профилактика и раннее лечение

Отбеливание

Профилактика

Инfiltrация

Flairesse Bleaching Gel CP 5% and 10%

Flairesse Bleaching Gel CP 16%



Революционный продукт для коррекции оттенка эмали

Показания: лечение аномалий развития эмали у детей, отбеливание врожденных и приобретенных по разным причинам изменений цвета зуба

Преимущества продукта

- Отбеливание в домашних условиях с помощью индивидуальной каппы
- Одобренное медицинское изделие
- Подходит для молодых пациентов
- Коррекция оттенка эмали при аномалиях ее развития
- Обработка некариозных поражений методом инфильтрации
- Особенная формула состава с 5 % и 10 % перекисью карбамида для мягкого воздействия
- Щадящее отбеливание желтых и коричневых пятен эмали
- Надежно сцепляется с каппой и не растекается
- Содержит ксилит и нитрат калия
- Ношение каппы от 1 до 8 часов в день
- Достижение результата от воздействия свойств материала, соответствующих требованиям стандарта DIN EN ISO 28399, при ежедневном применении в течение 10 дней

Косметический отбеливающий гель для щадящего отбеливания

Показания: щадящее отбеливание врожденных и приобретенных изменений цвета зуба

Преимущества продукта

- Отбеливание в домашних условиях с помощью индивидуальной каппы
- Мягкая формула состава с 16 % перекисью карбамида для бережного отбеливания
- Надежно сцепляется с каппой и не растекается
- Содержит ксилит и нитрат калия
- Ношение каппы от 1 до 8 часов в день
- Достижение результата от воздействия свойств материала, соответствующих требованиям стандарта DIN EN ISO 28399, при ежедневном применении в течение 10 дней



Стартовый набор

- 1 Шприц @ 5 мл
- 1 Контейнер для каппы
- Flairesse Bleaching Gel CP 5% REF 220550
- Flairesse Bleaching Gel CP 10% REF 220551

Дополнительный набор

- 1 Шприц @ 5 мл
- Flairesse Bleaching Gel CP 5% REF 220552
- Flairesse Bleaching Gel CP 10% REF 220553



Стартовый набор

- 1 Шприц @ 5 мл Flairesse Bleaching Gel CP 16%
- 1 Контейнер для каппы REF 310000

Дополнительный набор

- 1 Шприц @ 5 мл Flairesse Bleaching Gel CP 16% REF 310001

Flairesse Paste



Чистящая и полировочная паста для профессиональной гигиены зубов и полирования их поверхностей в рамках профилактической обработки

Показания: удаление наддесневых мягких и минерализованных зубных отложений, удаление пигментированного налета

Преимущества продукта

- Отличный чистящий и полирующий эффект
- Не разбрызгивается
- 3 степени абразивности: крупная, средняя и мелкая
- Содержат ксилит и фторид (12 300 ppm)
- Доступны два свежих вкуса: мята и дыня



Упаковка

200 Single-use unit @ 1,8 г

1 Кольцо prophyl ring	
Мята, мелкая зернистость	REF 220414
Мята, средняя зернистость	REF 220415
Мята, крупная зернистость	REF 220416

1 Тюбик @ 75 мл	
Мята, мелкая зернистость	REF 220417
Мята, средняя зернистость	REF 220418
Мята, крупная зернистость	REF 220419
Дыня, мелкая зернистость	REF 220423
Дыня, средняя зернистость	REF 220424
Дыня, крупная зернистость	REF 220425

Flairesse Gel/Foam



Профилактический гель и пенка для финальной обработки в рамках профессиональной гигиены зубов и для интеграции в индивидуальный план профилактики

Показания для применения геля и пенки: реминерализация эмали после профессиональной гигиены зубов, реминерализация начальных кариозных поражений

Преимущества продукта

- Повышают устойчивость эмали к агрессивному воздействию кислот
- Содержат ксилит и фторид (12 300 ppm)
- Не стекают
- Короткое время нанесения – всего 1 минута
- Можно наносить с помощью аппликационной ложки
- Доступны три свежих вкуса: мята, дыня и клубника



Упаковка

1 Флакон @ 480 мл Gel	
Мята	REF 225411
Дыня	REF 225412
Клубника	REF 225413
1 Банка @ 125 г Foam	
Мята	REF 220408
Дыня	REF 220409
Клубника	REF 220410

Flairesse Varnish



Профилактический лак, устойчивый к действию влаги и слюны

Показания: лечение гиперчувствительных зубов, герметизация чрезмерно чувствительных шеек зубов и оголенных поверхностей дентина корня, применение в качестве защитного покрытия для предотвращения кариеса, реминерализация начальных кариозных поражений



Преимущества продукта

- Надежно устраняет гиперчувствительность
- Содержат ксилит и фторид (22 600 ppm)
- Незаметен на зубах
- Удобен в применении
- Доступны два свежих вкуса: мята и дыня



Упаковка

35 Single-use units @ 0,4 мл

Мята

REF 220404

Дыня


REF 220405

Icon Proximal



Инfiltrант для микроинвазивного лечения кариозных поражений проксимальных поверхностей

Показания: микроинвазивное лечение начального кариеса без кавитации на проксимальных поверхностях (максимальная рентгенологическая глубина поражения не должна превышать внешней трети дентина)



Преимущества продукта

- Останавливает кариес на ранней стадии в труднодоступных межзубных промежутках
- Бережное микроинвазивное лечение
- Сохраняет здоровую структуру зуба и увеличивает его жизненный цикл
- Комфорт для пациентов: без анестезии и препарирования



1 комплект включает:

1 Шприц @ 0,45 ml Icon Etch; 1 Шприц @ 0,45 ml Icon Prime;
1 Шприц @ 0,45 ml Icon Infiltrant; 6 Icon Proximal Tips;
1 Luer-Lock Tip; 4 Icon Wedges

Стартовый набор

1 Комплекты REF 220523

Упаковка

2 Лечебные комплекты REF 220524

Экономичная упаковка

7 Лечебные комплекты REF 220525

Аксессуары

См. справа

Deutschland
Land der Ideen
Ausgewählter Ort 2009





Icon Vestibular



Инfiltrант для эстетического лечения при аномалиях развития эмали

Показания: малоинвазивное лечение кариозных поражений эмали без кавитации, коррекция оттенка при аномалиях развития эмали, таких как кариес в стадии белого пятна, МРГ, флюороз и травма



Преимущества продукта

- Минимальное инвазивное лечение
- Бережное, безболезненное и сохраняющее ткани зуба
- При МРГ, кариеса в стадии белого пятна, флюорозе и травме эмали зуба
- Эффективность клинически доказана в ходе более чем 400 исследований
- Комплексный план лечения: оптимизация инфильтрационного лечения за счет профессионального отбеливания и трансиллюминации



1 комплект включает:

1 Шприц @ 0,45 мл Icon Etch; 1 Шприц @ 0,45 мл Icon Prime;
1 Шприц @ 0,45 мл Icon Infiltrant; 6 Icon Vestibular Tips;
1 Icon Capillary Tip

Стартовый набор

1 Комплекты REF 220520

Упаковка


2 Лечебные комплекты REF 220521

Экономичная упаковка

7 Лечебные комплекты REF 220522

Дополнительный набор

3 Шприца @ 0,45 мл Icon Etch REF 220530
3 Шприца @ 0,45 мл Icon Prime REF 220531
3 Шприца @ 0,45 мл Icon Infiltrant REF 220532
20 Icon Vestibular Tips REF 220533
20 Icon Proximal Tips REF 220534
20 Icon Capillary Tips REF 220535
50 Icon Wedges REF 220536



Прямые композитные реставрации

Композиты

Стеклоиономерный цемент

Прокладочный материал

Адгезивные системы

Материалы для восстановления культи зуба

Корневые штифты

Аксессуары



Наногибридная композитная система для восстановления передних и жевательных зубов

Показания: потеря тканей зуба, вызванная кариесом, сколами, истиранием зубов или нарушением развития; диастема, изменение цвета зубов или небольшое смещение передних зубов; первичная и вторичная профилактика кариеса

Преимущества продукта

- Инновационная модульная система оттенков
- Исключительные рабочие свойства – благодаря технологии NC1
- Оптимальная консистенция для простого и быстрого моделирования
- Превосходная адаптация к стенкам полости благодаря эффекту Push-and-Flow
- Быстрое полирование до зеркального блеска
- Новинка: оттенки A1 и Bleach Light



Стартовый набор

80 Safetips @ 0,25 г Ecosite Elements Pure оттенки (16 каждого): B1, A1, A2, A3, A3.5	REF 220861
5 Шприцев @ 4 г Ecosite Elements Pure оттенки: B1, A1, A2, A3, A3.5	REF 220860
64 Safetips @ 0,25 г, Ecosite Elements Layer оттенки (16 каждого): Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	REF 220879
4 Шприцев @ 4 г Ecosite Elements Layer оттенки: Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	REF 220874
4 Шприцев Ecosite 2 г Ecosite Elements Highlight оттенки: Incisal, A2 Opaque, White, Brown	REF 220889

Экономичная упаковка – Bundle S

1 Стартовый набор Ecosite Elements Pure	
1 Стартовый набор Ecosite Elements Layer	
1 Стартовый набор Ecosite Elements Layer Шприцы	REF 111260
Safetips	REF 111261

Экономичная упаковка – Bundle XL

1 Стартовый набор Ecosite Elements Pure	
1 Стартовый набор Ecosite Elements Layer	
3 Дополнительных набора Ecosite Elements Pure (A1, A2, A3)	
1 Вкладыш Ecosite Elements	
1 Shade Guide Layer	
Шприцы	REF 111262
Safetips	REF 111263

Экономичная упаковка – Bundle base

3 Набора Ecosite Elements Pure (A2, A3, A3.5)	
2 Дополнительных набора Ecosite Elements Layer (Enamel Light, Enamel Medium)	
2 Дополнительных набора @ 2 г (Incisal, A2 Opaque)	
1 Дополнительный набор Ecosite Bulk Fill, оттенок (Universal)	
Шприцы	REF 111270
Safetips	REF 111271

Дополнительный набор

16 Safetips @ 0,25 г	
Ecosite Elements Pure, оттенок A1	REF 220851
Ecosite Elements Pure, оттенок A2	REF 220852
Ecosite Elements Pure, оттенок A3	REF 220853
Ecosite Elements Pure, оттенок A3.5	REF 220854
Ecosite Elements Pure, оттенок B1	REF 220855
Ecosite Elements Pure, оттенок BL1	REF 220850
Ecosite Elements Layer, оттенок Enamel Bleach	REF 220875
Ecosite Elements Layer, оттенок Enamel Light	REF 220876
Ecosite Elements Layer, оттенок Enamel Medium	REF 220877
Ecosite Elements Layer, оттенок Enamel Dark	REF 220878
1 Шприц @ 4 г	
Ecosite Elements Pure, оттенок A1	REF 220841
Ecosite Elements Pure, оттенок A2	REF 220842
Ecosite Elements Pure, оттенок A3	REF 220843
Ecosite Elements Pure, оттенок A3.5	REF 220844
Ecosite Elements Pure, оттенок B1	REF 220845
Ecosite Elements Pure, оттенок BL1	REF 220840
Ecosite Elements Layer, оттенок Enamel Bleach	REF 220870
Ecosite Elements Layer, оттенок Enamel Light	REF 220871
Ecosite Elements Layer, оттенок Enamel Medium	REF 220872
Ecosite Elements Layer, оттенок Enamel Dark	REF 220873
1 Шприц @ 2 г	
Ecosite Elements Highlight, оттенок Incisal	REF 220885
Ecosite Elements Highlight, оттенок A2 Opaque	REF 220886
Ecosite Elements Highlight, оттенок White	REF 220887
Ecosite Elements Highlight, оттенок Brown	REF 220888

Аксессуары

1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829
1 Ecosite Elements Shade Guide Layer	REF 220835
1 Ecosite Elements Shade Guide BL1	REF 220836
1 Вкладыш Ecosite Elements	REF 220834
20 Luer-Lock Tips Silver	REF 220712

Ecosite Bulk Fill



Пакуемый наногибридный композит

Показания: реставрация жевательных зубов (полости I и II класса, включая восстановление отдельных бугров), реставрация полостей V класса (пришеечный кариес, эрозия корня, клиновидные дефекты), восстановление культи, пломбирование молочных зубов, расширенная герметизация фиссур моляров и премоляров



Преимущества продукта

- Наносится одним слоем без дополнительного внешнего покрытия
- Надежное полное отверждение слоя до 5 мм
- Низкие показатели полимеризационного стресса
- Простота моделирования
- Точность формирования контактного пункта
- Непревзойденные механические свойства благодаря специальной технологии наполнителя
- Превосходная полируемость



Упаковка

16 Safetips @ 0,25 г	
Оттенок Light	REF 220755
Оттенок Universal	REF 220756
Оттенок Contrast	REF 220757
1 Шприц @ 4 г	
Оттенок Light	REF 220752
Оттенок Universal	REF 220753
Оттенок Contrast	REF 220754

Аксессуары

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829

Constic



Текущий композит с формулой 3-в-1: травление, бондинг и пломбирование за один этап

Показания: небольшие реставрации полостей I и III класса, реставрации полостей V класса, герметизация фиссур, расширенная герметизация фиссур, изолирующие прокладки для реставраций класса I–II, блокирование и заполнение поднутрений в полостях, небольшие окклюзионные реставрации молочных зубов

Преимущества продукта

- Самопротравливающий и самоадгезивный
- Более быстрый, легкий и эффективный процесс лечения
- Рентгеноконтрастный, показатели флуоресценции близки к естественным параметрам зубов
- Предотвращение послеоперационной чувствительности
- Минимизирует потенциальные источники ошибок
- Содержит MDP



Упаковка

2 Шприцев @ 2 г	
1 Держатель для кисточки	
20 Clip-on Brushes	
20 Luer-Lock Tips Silver	
Оттенок A1	REF 220700
Оттенок A2	REF 220701
Оттенок A3	REF 220702
Оттенок Opaque White	REF 220705

Аксессуары

20 Clip-on Brushes	
20 Luer-Lock Tips Silver	REF 220712

EcuSphere Flow



Универсальный текучий композит светового отверждения

Показания: реставрации небольших полостей I, III, IV, V классов; кариес молочных зубов; малоинвазивные реставрации; лечебные прокладки; расширенная герметизация фиссур; блокирование и заполнение поднутрений; восстановление несостоятельных композитных реставраций

Преимущества продукта

- Низкая вязкость: текучесть во время и стабильность после нанесения
- Прямое внесение
- Отличная полируемость
- Естественная флуоресценция

Особенности

Может использоваться в однослойной и многослойной методике нанесения; отлично сочетается со всей продуктовой линейкой EcuSphere



Упаковка

2 Шприцев @ 1,5 г	
10 Luer-Lock Tips	
Оттенок A1	REF 220315
Оттенок A2	REF 220314
Оттенок A3	REF 220313
Оттенок A3.5	REF 220312

Аксессуары

60 Luer-Lock Tips Black	REF 211477
-------------------------	------------

EcuSphere Carat



Светоотверждаемый пакуемый композит для реставрации жевательных зубов

Показания: реставрации полостей всех классов, особенно подходит для полостей I и II класса; изготовление вкладок и накладок прямым методом

Преимущества продукта

- Высокая вязкость: хорошо пакуется
- Удобство в работе
- Не липнет к инструменту
- Хорошая адаптация к стенкам полости
- Отличная стабильность
- Естественная флуоресценция

Особенности

Рекомендован для реставраций жевательных зубов



Упаковка

20 Safetips @ 0,3 г	
Оттенок A1	REF 220323
Оттенок A2	REF 220271
Оттенок A3	REF 220322
Оттенок A3.5	REF 220270

1 Шприц @ 3 г	
Оттенок A1	REF 220287
Оттенок A2	REF 220267
Оттенок A3	REF 220285
Оттенок A3.5	REF 220266

Аксессуары

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829

EcuSphere Shape



Универсальный композит светового отверждения

Показания: восстановление полостей всех классов во фронтальном и боковом отделах

Преимущества продукта

- Средняя вязкость: хорошо подходит для моделирования
- Широкий выбор оттенков
- Отличные моделировочные свойства
- Для методики одного или нескольких оттенков
- Естественная флуоресценция
- Отличная полируемость



Упаковка

20 Safetips @ 0,3 г	
Оттенок A1	REF 220327
Оттенок A2	REF 220309
Оттенок A3	REF 220307
Оттенок A3.5	REF 220298
Оттенок A4	REF 220346
Оттенок B1	REF 220328
1 Шприц @ 3 г	
Оттенок A1	REF 220334
Оттенок A2	REF 220308
Оттенок A3	REF 220299
Оттенок A3.5	REF 220297
Оттенок A4	REF 220347
Оттенок B1	REF 220335

Аксессуары

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829

Ionosit Baseline



Светоотверждаемый прокладочный материал для увеличения срока службы реставраций

Показания: основа/прокладочный материал для композитных реставраций, блокирование поднутрений

Преимущества продукта

- Реставрации без зазоров
- Компенсация полимеризационной усадки
- Длительное выделение фторидов
- Бактерицидные свойства (благодаря содержанию цинка)
- Не требует ручного замешивания
- Защитное действие на пульпу зуба
- Запечатывание дентинных канальцев
- Предотвращение послеоперационной чувствительности
- Рентгеноконтрастность

Особенности

Также доступен в шприцах Saferinge для более простого и быстрого нанесения



Упаковка

3 Saferinges @ 0,33 г	REF 220091
2 Шприцев @ 1,5 г	REF 213002

Экономичная упаковка

20 Saferinges @ 0,33 г	REF 209538
6 Шприцев @ 1,5 г	REF 213001

Аксессуары

60 Luer-Lock Tips Black	REF 211477
-------------------------	------------

LuxaCore Z Dual



Материал двойного отверждения для фиксации корневых штифтов и восстановления культи зуба

Показания: восстановление культи зуба, фиксация штифтов



Преимущества продукта

- Обработывается как дентин: препарирование без поднутрений
- Исключительно высокая прочность на сжатие: высокая стабильность под коронкой
- Отличные показатели текучести: оптимальная адаптация
- Двойное отверждение: гибкая процедура применения
- Немедленное достижение высокой конечной твердости
- Прямое внесение с помощью насадок Intraoral Tips и Endo Tips, специально разработанных для корневых каналов
- Доступен в трех оттенках



Упаковка

2 10 Smartmix Syringes @ 9 г, 10 Smartmix Tips Endo, 10 Smartmix Tips Combi	
Оттенок Opaque Light	REF 213336
Оттенок A3	REF 213334
Оттенок Blue	REF 213335
2 Smartmix Syringes @ 9 г, 10 Smartmix Tips Combi	
Оттенок Opaque Light	REF 233336
Оттенок A3	REF 233334
Оттенок Blue	REF 233335
1 Картридж @ 95 г, 25 Automix Tips Yellow 1:1	
16 Intraoral Tips Yellow, 10 Endo Tips Yellow	
Оттенок A3	REF 213430
Оттенок Blue	REF 213431
1 Картридж @ 48 г, 30 Automix Tips Yellow 1:1	
20 Intraoral Tips Yellow, 10 Endo Tips Yellow	
Оттенок Opaque Light	REF 213332
Оттенок A3	REF 213330
Оттенок Blue	REF 213331

Аксессуары

См. справа

LuxaPost



Предварительно силанизированные корневые композитные штифты, усиленные стекловолокном, с близким к дентину модулем эластичности

Показания: обеспечение надежной ретенции при восстановлении культи зуба при недостаточном объеме коронковых тканей

Преимущества продукта

- Идеально сочетается с LuxaCore Z Dual: образуют моноблок
- Модуль упругости, как у дентина: снижается риск перелома корня
- Рентгеноконтрастность
- Предварительно силанизированные
- Легко вводятся благодаря конусовидной форме
- Одна эффективная развертка для каждого размера: не требуется предварительное препарирование
- Высокая эстетика



Стартовый набор

- 5 Штифтов \varnothing 1,25 мм, Black
- 5 Штифтов 1,375 мм Purple
- 5 Штифтов \varnothing 1,5 мм, Green
- 1 Развертка \varnothing 1,25 мм
- 1 Развертка \varnothing 1,375 мм
- 1 Развертка \varnothing 1,5 мм
- 30 Маркер глубины
- 1 Измерительная линейка

REF 110780

Дополнительный набор

- 5 Штифтов \varnothing 1,25 мм, Black REF 110781
- 5 Штифтов 1,375 мм Purple REF 110782
- 5 Штифтов \varnothing 1,5 мм, Green REF 110783
- 5 Штифтов 1,75 мм Red REF 110961
- 1 Развертка \varnothing 1,25 мм REF 110734
- 1 Развертка \varnothing 1,375 мм REF 110735
- 1 Развертка \varnothing 1,5 мм REF 110736
- 1 Развертка \varnothing 1,75 мм REF 110962

LuxaBond Universal



На регистрации

Универсальная адгезивная система двойного отверждения в двух флаконах. Также может использоваться как праймер для не прямых реставраций

Показания: в качестве адгезива: для прямых реставраций с использованием светоотверждаемых композитов и компомеров; для светоотверждаемых фиссурных герметиков; для материалов, восстанавливающих культи зуба (фото-, химического, двойного отверждения); для композитных фиксирующих цемента для не прямых реставраций и корневых штифтов (фото-, химического, двойного отверждения); для адгезивной фиксации виниров в сочетании с методикой протравливания эмали

В качестве праймера: для не прямых реставраций из металлов (драгоценных и недрагоценных), диоксида циркония и оксида алюминия, силикатной керамики, композитов

Преимущества продукта

- Универсальность во всех отношениях
- Содержит MDP
- Сильная адгезия
- Минимизация потенциальных источников ошибок
- Подтвержденные исследованиями превосходные показатели адгезии при клиническом применении

Идеальное дополнение для оптимальной адгезии: PermaCem Universal (стр. 42), LuxaCore Z Dual (стр. 19)



Упаковка

- 1 Флакон @ 5 мл Bond A
- 1 Флакон @ 4,5 мл Bond B
- 50 Single-use Brushes White
- 25 Endo Brushes
- 1 Палета для смешивания REF 213379

Аксессуары

- 50 Single-use Brushes White REF 107291
- 25 Endo Brushes Black REF 212386

LuxaBond Total Etch



Адгезивная система двойного отверждения, разработанная для всех прямых и не прямых реставраций

Показания: адгезив двойного отверждения в методике тотального протравливания эмали и дентина для любых прямых и не прямых реставраций, таких как сложная адгезивная фиксация вкладок, накладок, коронок, мостовидных протезов, корневых штифтов, восстановление культи зуба

Преимущества продукта

- Самостоятельное отверждение: полимеризуется даже при отсутствии света
- Отсутствие преждевременной полимеризации материала в глубине канала
- Праймер Pre-bond для быстрого отверждения адгезива на дентине: превосходная сила адгезии, более длительное рабочее время
- Не содержит ацетон

Особенности

Идеальное дополнение для LuxaCore Z Dual (стр. 19), PermaCem (стр. 43), PermaCem Dual (стр. 43)



Стартовый набор

- 1 Флакон @ 5 мл Pre-bond
 - 1 Флакон @ 5 мл Bond A
 - 1 Флакон @ 5 мл Bond B
 - 1 Шприц @ 2 мл DMG Etching Gel
 - 25 Endo Brushes Red
 - 25 Endo Brushes Black
 - 3 Luer-Lock Tips White
 - 1 Палета для смешивания
- REF 212384

Дополнительный набор

- 1 Флакон @ 5 мл Pre-bond
- REF 212389

Аксессуары

- 25 Endo Brushes Red REF 212385
- 25 Endo Brushes Black REF 212386
- 50 Luer-Lock Tips White REF 109942

Ecosite Bond



Универсальный адгезив светового отверждения

Показания: адгезив для прямых реставраций полостей всех классов с помощью фотоотверждаемых композитов, компомеров и ормокоеров

Преимущества продукта

- Возможность выбора способа протравливания эмали: самопротравливание, тотальное протравливание, селективное протравливание
- Содержит MDP
- Оптимальные свойства адгезии в любой ситуации
- Идеально сочетается с Ecosite Elements, Ecosite Bulk Fill



Упаковка

- 1 Флакон @ 5 мл Ecosite Bond
- 50 Single-use Brushes White REF 220758

Аксессуары

- 50 Single-use Brushes White REF 107291

Contax



Светоотверждаемая самопротравливающая адгезивная система

Показания: светоотверждаемая адгезивная система для светоотверждаемых реставрационных материалов для применения на дентине и эмали

Contax с активатором для смешивания с Contax Bond

Показания: может использоваться с реставрационными материалами химического и двойного отверждения

Преимущества продукта

- Не требует дополнительного протравливания
- Нанесение праймера и адгезива осуществляется в два этапа
- Надежная долговременная адгезия благодаря отдельному этапу нанесения праймера
- Оптимальная глубина деминерализации
- Адгезивная система на водной основе, подходит для различных методик
- Отсутствие послеоперационной чувствительности

Особенности

Даже в комбинации с активатором Contax всегда требует полимеризации светом



Стартовый набор

- | | |
|--|------------|
| 1 Флакон @ 5 мл Primer, 1 Флакон @ 5 мл Bond | |
| 50 Single-use Brushes White, 50 Single-use Brushes Red | |
| 1 Палета для смешивания | REF 220263 |

Стартовый набор + activator

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1 Флакон @ 5 мл Primer | |
| 1 Флакон @ 5 мл Bond | |
| 1 Флакон Activator (5 мл) | |
| 50 Single-use Brushes White | |
| 50 Single-use Brushes Red | |
| 1 Палета для смешивания | REF 220282 |

Дополнительный набор

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1 Флакон @ 5 мл Contax Primer | REF 220281 |
| 1 Флакон @ 5 мл Contax Bond | REF 220284 |
| 1 Флакон @ 5 мл Contax Activator | REF 220283 |

Аксессуары

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 50 Single-use Brushes White | REF 107291 |
|-----------------------------|------------|

Safetip Dispenser



Диспенсер для прямого внесения композитных материалов в ундозах

Преимущества продукта

- Легкое применение Safetips
- Прямое внесение
- Гигиеничное нанесение
- Автоклавируется
- Эргономичная ручка

Особенности

С диспенсером Safetip Dispenser могут использоваться следующие продукты:

- Ecosite Elements
- Ecosite Bulk Fill
- Ecosite One
- EcuSphere Carat
- EcuSphere Shape
- DMG Retraction Paste



Упаковка

1 Safetip Dispenser

REF 213122

Safetip Dispenser Pro



Высококачественный эргономичный диспенсер для прямого внесения всех доступных в продаже композитных материалов в капсулах

Преимущества продукта

- Простота дозирования благодаря параллельным ручкам
- Точность лечения из-за прямого внесения
- Эргономичная работа, даже для обладателей небольших рук
- Высококачественные материалы и исполнение
- Надежная фиксация капсул Safetips с помощью металлического замка
- Гигиеничное нанесение
- Автоклавируется

Особенности

С диспенсером Safetip Dispenser могут использоваться следующие продукты:

- Ecosite Elements
- Ecosite Bulk Fill
- EcuSphere Carat
- EcuSphere Shape
- DMG Retraction Paste



Упаковка

1 Safetip Dispenser Pro

REF 220829

DMG Etching Gel



Универсальный гель для протравливания эмали и дентина на основе фосфорной кислоты

Показания: протравливание эмали и дентина

Преимущества продукта

- Гель 37 % фосфорной кислоты
- Голубой цвет для легкой идентификации
- Идеальные ретенционные свойства
- Оптимальная вязкость
- Идеальное дозирование и точное нанесение



Упаковка

2 Шприцев @ 2 мл


6 Luer-Lock Tips White

REF 212873

Аксессуары

50 Luer-Lock Tips White

REF 109942



ОТТИСКИ

Оттисковые материалы

Материал для ретракции

Регистрация прикуса

Материалы для перебазирования

Устройство для смешивания

Honigum Light



Корректирующий оттисковый материал на основе А-силикона

Показания: оттиски для изготовления коронок и мостовидных протезов, вкладок и накладок

Преимущества продукта

- Отличные свойства текучести
- Чрезвычайная стабильность
- Сбалансированная гидрофильность
- Отображает самые мельчайшие детали



Упаковка

2 Картриджей @ 50 мл	
12 Automix Tips Yellow 1:1	
12 Intraoral Tips	
Honigum Light	REF 909831
Honigum Light Fast	REF 909832

Экономичная упаковка

8 Картриджей @ 50 мл	
50 Automix Tips Yellow 1:1	
50 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Light	REF 909835
Honigum Light Fast	REF 909836

Аксессуары

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909222

Honigum Mono



Монофазный оттисковый материал на основе А-силикона

Показания: оттиски для изготовления коронок и мостовидных протезов, вкладок, накладок, функциональные оттиски, оттиски для выявления мест повышенного давления и все типы оттисков, получаемых открытой ложкой

Преимущества продукта

- Точность однофазной методики
- Точное воспроизведение границы препарирования
- Воспроизведение мельчайших деталей
- Невысокая конечная твердость
- Хорошие гидрофильные свойства



Упаковка

1 Картридж @ 380 мл	
10 MixStar Tips White	REF 909568
2 Картриджей @ 50 мл	
4 Automix Tips Green 1:1	
4 Intraoral Tips Transparent	REF 909830

Экономичная упаковка

5 Картриджей @ 380 мл	
50 MixStar Tips White	REF 909569
8 Картриджей @ 50 мл	
20 Automix Tips Green 1:1	
20 Intraoral Tips Transparent	REF 909834

Аксессуары

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
50 Intraoral Tips Transparent	REF 909400
1 Флакон @ 10 мл DMG Tray Adhesive	REF 909394

Honigum Heavy



Материал для предварительных оттисков на основе А-силикона

Показания: оттиски для изготовления коронок и мостовидных протезов, вкладок и накладок, все типы оттисков, получаемых открытой ложкой (например, для имплантатов)

Преимущества продукта

- Чрезвычайно высокая твердость
- Оптимальная консистенция при внесении
- Великолепные характеристики для фиксации
- Беспроблемное и безопасное извлечение
- Однородный материал без пузырьков



Упаковка

1 Картридж @ 380 мл	
10 MixStar Tips White	
Honigum Heavy	REF 909537
Honigum Heavy Fast	REF 909638

2 Картриджей @ 50 мл	
4 Automix Tips Green 1:1	
Honigum Heavy	REF 909766
Honigum Heavy Fast	REF 909838

Экономичная упаковка

5 Картриджей @ 380 мл	
50 MixStar Tips White	
Honigum Heavy	REF 909538
Honigum Heavy Fast	REF 909637

8 Картриджей @ 50 мл	
16 Automix Tips Green 1:1	
Honigum Heavy	REF 909837
Honigum Heavy Fast	REF 909839

Аксессуары

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
1 Флакон @ 10 мл DMG Tray Adhesive	REF 909394

Honigum Putty



Точный оттискной материал консистенции putty на основе А-силикона

Показания: оттиски для изготовления коронок и мостовидных протезов, вкладок и накладок

Преимущества продукта

- Настоящая консистенция putty для ручного смешивания или из картриджа MixStar компании DMG
- Оптимизированное отверждение
- Высочайшая прочность на разрыв
- Уникальная технология Snap-Set (продленное рабочее время и укороченное время в полости рта)
- Превосходное восстановление после деформации
- Отличная размерная стабильность



Упаковка

1 Картридж @ 380 мл	
10 MixStar Tips Blue	REF 919374

2 Банки @ 450 мл	
Honigum Putty Soft	REF 919364
Honigum Putty Soft Fast	REF 919365
Honigum Putty Rigid Fast	REF 919366

Экономичная упаковка

5 Картриджей @ 380 мл	
50 MixStar Tips Blue	REF 919375

8 Банок @ 450 мл	
Honigum Putty Soft	REF 919369
Honigum Putty Soft Fast	REF 919370
Honigum Putty Rigid Fast	REF 919371

Аксессуары

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Флакон @ 10 мл DMG Tray Adhesive	REF 909394

Silagum Light



Проверенный на практике корректирующий оттисковый материал на основе А-силикона

Показания: оттиски для изготовления коронок и мостовидных протезов, вкладок и накладок

Преимущества продукта

- Хорошие гидрофильные свойства
- Прекрасные реологические качества
- Две версии:
обычное и быстрое отверждение



Упаковка

2 Картриджей @ 50 мл	
12 Automix Tips Yellow 1:1	
12 Intraoral Tips Yellow	
Silagum Light	REF 909713
Silagum Light Fast	REF 909714

Экономичная упаковка

8 Картриджей @ 50 мл	
50 Automix Tips Yellow 1:1	
50 Intraoral Tips Yellow	
Silagum Light	REF 909715
Silagum Light Fast	REF 909720

Аксессуары

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909222

Silagum Medium



А-силиконовый оттисковый материал средней вязкости

Показания: оттиски для изготовления коронок и мостовидных протезов, вкладок и накладок, оттиски для перебазировки, функциональные оттиски, индикация мест повышенного давления

Преимущества продукта

- Хорошая текучесть
- Хорошая стабильность
- Обычное и быстрое отверждение



Упаковка

2 Картриджей @ 50 мл	
12 Automix Tips Yellow 1:1	
12 Intraoral Tips Yellow	
Silagum Medium	REF 909716
Silagum Medium Fast	REF 909717

Аксессуары

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909222

Silagum Mono



Монофазный оттисковый материал на основе А-силикона

Показания: оттиски для изготовления коронок и мостовидных протезов, вкладок и накладок, функциональные оттиски

Преимущества продукта

- Отображение мельчайших деталей благодаря превосходным реологическим свойствам
- Простота и точность применения с помощью насадок Intraoral Tips
- Стабильность формы в полости рта и в оттисковой ложке



Упаковка

2 Картриджей @ 50 мл	
4 Automix Tips Yellow 1:1	
4 Intraoral Tips Yellow	REF 909718

Экономичная упаковка

8 Картриджей @ 50 мл	
16 Automix Tips Yellow 1:1	
16 Intraoral Tips Yellow	REF 909719

Аксессуары

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909222

Silagum Putty



Материал для предварительных оттисков на основе А-силикона

Показания: оттиски для изготовления коронок и мостовидных протезов, вкладок и накладок

Преимущества продукта

- Простая дозировка
- Прекрасное восстановление после деформации
- Легкое извлечение из полости рта
- Легкое смешивание
- Отличная размерная стабильность
- Особенно подходит для двухфазных оттисков в комбинации с Silagum Light/Fast



Упаковка

1 Банка @ 262 мл базовой пасты	
1 Банка @ 262 мл пасты-катализатора	
Silagum Putty	REF 909018
Silagum Putty Fast	REF 909037
Silagum Putty Soft	REF 909019

Экономичная упаковка

4 Тюбиков @ 262 мл базовой пасты	
4 Тюбиков @ 262 мл пасты-катализатора	
Silagum Putty	REF 909405
Silagum Putty Fast	REF 909038
Silagum Putty Soft	REF 909036

8 Тюбиков @ 262 мл базовой пасты	
8 Тюбиков @ 262 мл пасты-катализатора	
Silagum Putty	REF 909420
Silagum Putty Soft	REF 909485

Аксессуары

1 Флакон @ 10 мл DMG Tray Adhesive	REF 909394
------------------------------------	------------

Silagum Putty Soft



Материал для предварительных оттисков на основе А-силикона

Показания: оттиски для изготовления коронок и мостовидных протезов, вкладок и накладок

Преимущества продукта

- Исключительная размерная стабильность
- Однородный материал без пузырьков
- Простая и аккуратная процедура снятия оттиска
- Может быть внесен прямо в ложку



Упаковка

1 Картридж @ 380 мл	
10 MixStar Tips White	REF 909534

Экономичная упаковка

5 Картриджей @ 380 мл	
50 MixStar Tips White	REF 909535

Аксессуары

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Флакон @ 10 мл DMG Tray Adhesive	REF 909394

StatusBlue



Оттисочный материал для ситуационных оттисков на основе А-силикона

Показания: ситуационные оттиски, оттиски для изготовления временных конструкций и шаблонов методом вакуумной формовки, оттиски зубо-антагонистов

Преимущества продукта

- Чрезвычайно высокая размерная стабильность
- Очень длительное время хранения
- Возможность повторной отливки моделей
- Не требуется длительное ручное смешивание
- Прекрасное восстановление после деформации



Возможность отливки модели через 10 минут

Упаковка

1 Картридж @ 380 мл	
10 MixStar Tips White	REF 909693

2 Картриджей @ 50 мл	
4 Automix Tips Pink 4:1	REF 909790

Экономичная упаковка

5 Картриджей @ 380 мл	
50 MixStar Tips White	REF 909694

8 Картриджей @ 50 мл	
16 Automix Tips Pink 4:1	REF 909791

Аксессуары

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
25 Automix Tips Pink 4:1	REF 909797

MixStar eMotion



Устройство для смешивания

Устройство для смешивания оттисковых материалов

Преимущества продукта

- Полностью автоматический
- 3 скорости на выбор
- 2 таймера для отсчета рабочего времени и времени отверждения
- Простота применения благодаря системе «Старт/Стоп»
- Позволяет использовать пакеты из фольги и картриджи



Формы выпуска

1 MixStar eMotion 230 V Int.

REF 900480

DMG Retraction Paste

На регистрации



Ретракционная паста с вяжущим действием

Показания: временная ретракция десны и обеспечение сухости зубодесневой борозды

Преимущества продукта

- Компьюлы можно сгибать для удобства нанесения
- Оптимальная консистенция – оптимальные результаты
- Хорошая видимость в борозде
- Быстрое, простое и эффективное применение



Упаковка

25 Компьюл @ 0,37 г

REF 919381

Аксессуары

1 Safetip Dispenser

REF 213122

1 Safetip Dispenser Pro

REF 220829



Материал для регистрации прикуса на основе

А-силикона

Показания: регистрация прикуса; материал для нанесения на прикусные вилки лицевой дуги, материал для ключей, например, для внутриротных регистраторов с опорными штифтами

Преимущества продукта

- Один из самых твердых материалов для регистрации прикуса на основе А-силикона
- Высокая устойчивость к поломкам
- Свежий фруктовый аромат апельсина
- Минимальное сопротивление накусыванию
- Быстрое отверждение



Упаковка

2 Картриджей @ 50 мл
12 Automix Tips Pink 1:1 REF 909765

Экономичная упаковка

8 Картриджей @ 50 мл
50 Automix Tips Pink 1:1 REF 909767

Аксессуары

1 Automix Dispenser Type 50 1:1 REF 909507
50 Automix Tips Pink 1:1 REF 909202
50 Conturation Tips REF 909203

LuxaBite



Материал для регистрации прикуса на основе бис-акрилата

Показания: фиксация оттисковых штифтов для получения оттисков с имплантатов, регистрации прикуса



Преимущества продукта

- Самый твердый материал для регистрации прикуса на основе бис-акрилата (твердость по Барколу 25 через один час)
- Не деформируется при репозиции на моделях
- Не имеет вкуса и запаха
- Отличная стабильность
- Легко режется



Упаковка

1 Картридж @ 50 мл	
15 Automix Tips Yellow 10:1	REF 110560

Экономичная упаковка

5 Картриджей @ 50 мл	
75 Automix Tips Yellow 10:1	REF 110558

Аксессуары

1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
25 Automix Tips Yellow 10:1	REF 110609

DMG Tray Adhesive



Адгезив для оттисковых ложек

Показания: адгезив для соединения материалов на основе А-силикона с металлическими и пластиковыми оттисковыми ложками

Преимущества продукта

- Обеспечивает адгезию оттисковых материалов на основе А-силикона к оттисковой ложке
- Легкое нанесение и обработка
- Короткое время застывания после нанесения
- Голубой цвет для визуального контроля



Упаковка

1 Флакон @ 10 мл	REF 909394
------------------	------------

Экономичная упаковка

10 Флаконов @ 10 мл	REF 909396
---------------------	------------

Silagum Comfort



Мягкий материалы для перебазировки на основе А-силикона

Показания: перебазировка полных и частичных съемных протезов и протезов с опорой на имплантаты



Преимущества продукта

- Отличное сцепление с протезом
- Долго сохраняет мягкость
- Высокая прочность на разрыв
- Отсутствие вкуса и запаха
- Простота применения
- Высокая эстетичность за счет стабильности оттенка



Стартовый набор

1 Картридж @ 25 мл	
1 Automix Dispenser	
5 Automix Tips Yellow 1:1	
1 Флакон @ 5 мл Primer	
2 Флакона @ 10 мл Varnish	
25 Кисточек; 5 Триммеров; 1 Держатель	REF 909087

Дополнительный набор

1 Картридж @ 25 мл	
5 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909088
2 Флакона @ 10 мл Varnish	REF 909089
1 Флакон @ 5 мл Primer	REF 909090
1 Картридж @ 50 мл	
12 Automix Tips Pink 1:1	REF 909951

Экономичная упаковка

8 Картриджей @ 50 мл	REF 909950
----------------------	------------

Аксессуары

1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Automix Tips Pink 1:1	REF 909202
1 Silicone Trimming Set	
25 Триммеров	
1 Держатель	REF 909047

LuxaPick-up



Самоотверждаемый композит для перебазировки

Показания: прямая жесткая перебазировка съемных протезов, фиксация вторичных компонентов и соединительных элементов протезов с опорой на имплантаты

Преимущества продукта

- Прямая жесткая перебазировка съемных протезов
- Фиксация вторичных компонентов и соединительных элементов протезов с опорой на имплантаты
- Превосходная биосовместимость: не содержит ММА, пероксида
- Точность прилегания
- Прямая процедура в клинике
- Идеально подходит для починки и индивидуализации имediata-протезов
- Цвет: Pink

Особенности

Luxatemp Glaze & Bond для превосходной адгезии и надежного покрытия (см. стр. 37)



Упаковка

1 Картридж @ 76 г	
15 Automix Tips Blue 10:1	REF 214007

Аксессуары

45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411



Временное протезирование

Временные конструкции

Временная фиксация

Luxatemp MaxProtect



Материал на основе бис-акрилата, обеспечивающий долговременную стабильность для временных коронок и мостовидных протезов
Показания: временные коронки и мостовидные протезы, вкладки, накладки, частичные коронки, виниры и долгосрочные временные конструкции

Преимущества продукта

- Идеально подходит для более длительных этапов заживления
- Срок службы 1 год (клинически протестировано)*
- Непревзойденная стабильность и долговечность временных конструкций
- Стабильность оттенка — превосходная эстетика
- Исключительная стабильность
- Качественные однородные и гладкие поверхности
- Максимальная защита
- Долговременная прочность

* Источник: клиническое исследование (регистрационный номер NCT03160950B)



Упаковка

1 Картридж @ 76 г(50 мл)	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Оттенок A1	REF 130100
Оттенок A2	REF 130101
Оттенок A3	REF 130102
Оттенок A3.5	REF 130103
Оттенок B1	REF 130104
Оттенок Bleach Light	REF 130105

Аксессуары

50 Smartmix Tips Green-Blue	REF 110990
45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411

Luxatemp Star



Высокостабильный бис-акриловый материал для временных коронок и мостовидных протезов

Показания: временные коронки и мостовидные протезы, вкладки, накладки, частичные коронки, виниры и долгосрочные временные конструкции

Преимущества продукта

- Для особенно прочных и эстетичных временных протезов, соответствующих высоким стандартам
- Значительно увеличенное сопротивление излому и прочность на изгиб
- Повышенная начальная твердость
- Более быстрое достижение конечной твердости
- Высокая стабильность и долговечность
- Превосходная эстетика и долговременная стабильность оттенка
- Великолепная адаптация и посадка
- Идеальный материал для изготовления прототипа будущей реставрации (mock-up)



Упаковка

1 Smartmix Syringe @ 15 г	
10 Smartmix Tips Green-Blue	
Оттенок A2	REF 110901
Оттенок A3	REF 110902
Оттенок B1	REF 110904
Оттенок Bleach Light	REF 110905

1 Картридж @ 76 г	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Оттенок A1	REF 110906
Оттенок A2	REF 110907
Оттенок A3	REF 110908
Оттенок A3.5	REF 110909
Оттенок B1	REF 110910
Оттенок Bleach Light	REF 110911

Экономичная упаковка

5 Картриджей @ 76 г	
75 Automix Tips Blue 10:1	
Оттенок A1	REF 110954
Оттенок A2	REF 110912
Оттенок A3	REF 110913

Аксессуары

См. слева

Luxatemp Fluorescence



Бис-акриловый материал для временных коронок и мостовидных протезов с естественной флуоресценцией

Показания: временные коронки, мостовидные протезы, вкладки, накладки, частичные коронки и виниры

Преимущества продукта

- Естественная эстетика временных протезов
- Низкая степень полимеризационной усадки
- Высокая устойчивость к сколам и абразивным воздействиям
- Превосходная стабильность оттенка
- Низкая аллергенность
- Подходит для долгосрочных временных конструкций



Упаковка

1 Smartmix Syringe @ 15 г	
10 Smartmix Tips Green-Blue	
Оттенок A1	REF 110718
Оттенок A2	REF 110719
Оттенок A3	REF 110720
Оттенок B1	REF 110722
Оттенок Bleach Light	REF 110723

1 Картридж @ 76 г	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Оттенок A1	REF 110585
Оттенок A2	REF 110586
Оттенок A3	REF 110710
Оттенок A3.5	REF 110587
Оттенок B1	REF 110588
Оттенок Bleach Light	REF 110589

Экономичная упаковка

5 Картриджей @ 76 г	
75 Automix Tips Blue 10:1	
Оттенок A2	REF 110712
Оттенок A3	REF 110713

Аксессуары

50 Smartmix Tips Green-Blue	REF 110990
45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411

Luxatemp Plus



Бис-акриловый материал для временных коронок и мостовидных протезов

Показания: временные коронки, мостовидные протезы, вкладки, накладки, частичные коронки и виниры

Преимущества продукта

- Признанная классика для немедленного изготовления временных конструкций с высокой точностью прилегания
- Простое и быстрое внесение в оттиск
- Успешные временные реставрации сразу после изготовления
- Гарантия точного прилегания
- Оптимизированная устойчивость к абразивным воздействиям
- Высокая прочность на изгиб
- Очень хорошая биологическая совместимость



Стартовый набор

1 Картридж @ 76 г	
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Оттенок A2	REF 110400

Упаковка

1 Картридж @ 76 г	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Оттенок A1	REF 110401
Оттенок A2	REF 110402
Оттенок A3.5	REF 110403
Оттенок B1	REF 110404
Оттенок Bleach Light	REF 110368

Экономичная упаковка

5 Картриджей @ 76 г	
75 Automix Tips Blue 10:1	
Оттенок A1	REF 110405
Оттенок A2	REF 110406
Оттенок A3.5	REF 110407

Аксессуары

45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411

LuxaFlow Star



Текущий светоотверждаемый композит

Показания: доработка и починка временных конструкций на основе бис-акрилата, пломбирование небольших полостей III, IV и V класса, малоинвазивные реставрации, прокладки



Преимущества продукта

- Естественная флуоресценция
- Отличная полируемость
- Luer-Lock Tips для точного прямого нанесения
- Текучесть в процессе аппликации и последующая стабильность
- Рентгеноконтрастность



Стартовый набор

4 Шприцев @ 1,5 г
20 Luer-Lock Tips Black
Оттенки: A1, A2, A3.5, B1 REF 214000

Дополнительный набор

2 Шприцев @ 1,5 г
10 Luer-Lock Tips Black
Оттенок A1 REF 214001
Оттенок A2 REF 214002
Оттенок A3 REF 214003
Оттенок A3.5 REF 214004
Оттенок B1 REF 214005

Аксессуары

60 Luer-Lock Tips Black REF 211477

Luxatemp Glaze & Bond



Светоотверждаемый лак для покрытия и починки временных конструкций

Показания: покрытие и починка временных коронок и мостовидных протезов, праймер для непрямых реставраций из композита на основе PEEK и PMMA

Преимущества продукта

- Яркий блеск без полировки
- Отличное сцепление с реставрационными материалами
- Высокая устойчивость к абразивным воздействиям
- Гладкая поверхность



Упаковка

1 Флакон @ 5 мл
25 Кисточек
1 Палета для смешивания REF 211927

Аксессуары

50 Кисточек REF 110041

TempoCem ID



Эстетичный прозрачный цемент для фиксации временных реставраций

Показания: временная фиксация временных и полупостоянных коронок, мостовидных протезов, вкладок, накладок, виниров и временных протезов с опорой на имплантаты



Преимущества продукта

- Невидим под реставрацией
- Идентифицируемый - для легкого, надежного удаления излишков в один прием
- Оптимальная прозрачность для высокоэстетичных результатов
- Оптимальная адгезия, простота в удалении
- Удобство в работе, легкость нанесения
- Временная и полупостоянная фиксация



Упаковка

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1 Smartmix Syringe @ 5 мл | |
| 20 Smartmix Tips Green | REF 213200 |

Аксессуары

- | | |
|------------------------|------------|
| 50 Smartmix Tips Green | REF 110724 |
|------------------------|------------|

TempoCem NE



Безэвгенольный цемент на основе оксида цинка для временной фиксации

Показания: временная фиксация временных и постоянных коронок, мостовидных протезов, вкладок и накладок

Преимущества продукта

- Универсален в применении
- Не ингибирует полимеризацию композитных материалов
- Непосредственное внесение
- Оптимальная адгезия и легкое снятие конструкций
- Легкое удаление излишков цемента без загрязнений
- Точное прилегание благодаря малой толщине пленки материала



Упаковка

- | | |
|----------------------------|------------|
| 2 Smartmix Syringes @ 5 мл | |
| 20 Smartmix Tips Short | REF 212104 |

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1 Картридж @ 25 мл | |
| 35 Automix Tips Blue 1:1 | REF 110272 |

Аксессуары

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 50 Smartmix Tips Short | REF 212040 |
| 100 Automix Tips Blue 1:1 | REF 110267 |
| 50 Automix Tips Blue 1:1 | REF 110266 |
| 1 Automix Dispenser Type 25 1:1 | REF 110253 |

TempoCem



Содержащий эвгенол цемент на основе оксида цинка для временной фиксации

Показания: временная фиксация временных и постоянных коронок, мостовидных протезов, вкладок и накладок, протезов с опорой на имплантаты

Преимущества продукта

- Непосредственное внесение
- Оптимальная адгезия и извлечение
- Легкое удаление излишков материала



Упаковка

2 Smartmix Syringes @ 5 мл
20 Smartmix Tips Short REF 212129

1 Картридж @ 25 мл
35 Automix Tips Blue 1:1 REF 110247

Аксессуары

50 Smartmix Tips Short REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1 REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1 REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1 REF 110253





Постоянное протезирование

Цементы для фиксации

PermaCem Universal



Адгезивный цемент двойного отверждения для фиксации

Показания: постоянная фиксация вкладок, накладок, коронок, мостовидных протезов, виниров, корневых штифтов и реставраций с опорой на имплантаты

Преимущества продукта

- Универсальность без компромиссов
- Универсальное применение с силикатной и оксидной керамикой, с металлом и композитами
- Клинически доказано для всех основных материалов CAD/CAM
- Превосходная эстетика в трех оттенках с соответствующими пробными пастами Try-in Paste
- Сильная адгезия для широкого спектра показаний
- Высокая устойчивость к истиранию обеспечивает превосходную краевую стабильность и поддерживает долговечность реставрации
- Простое одноэтапное удаление излишков материала

Идеальное дополнение для оптимальной адгезии: LuxaBond Universal (Страница 20)




Упаковка

1 Smartmix Syringe @ 9 г	
10 Smartmix Tips Short	
Оттенок A1	REF 213401
Оттенок A2.5	REF 213402
Оттенок Transparent	REF 213404

Аксессуары

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
------------------------	------------

PermaCem 2.0



Самоадгезивная

Самоадгезивный композитный цемент двойного отверждения для фиксации

Показания: постоянная фиксация вкладок, накладок, коронок, мостовидных протезов и корневых штифтов, постоянная фиксация коронок и мостовидных протезов с опорой на имплантаты

Преимущества продукта

- Универсальность
- Быстрое и простое использование без дополнительного протравливания или нанесения адгезива
- Содержит MDP
- Надежная адгезия к тканям зуба и реставрации
- Исключительная сила адгезии к циркониевой, силикатной и оксидной керамике
- Минимальное поглощение воды
- Оптимальная консистенция
- Иревосходная текучесть под давлением
- Очень простое удаление излишков материала
- Превосходная рентгеноконтрастность



Упаковка

1 Smartmix Syringe @ 9 г	
15 Smartmix Tips Short	
5 Smartmix Tips Endo M	
Оттенок Transparent	REF 213368
Оттенок A2 Universal	REF 213366
Оттенок A3 Opaque	REF 213367

Экономичная упаковка

3 Smartmix Syringes @ 9 г	
45 Smartmix Tips Short	
15 Smartmix Tips Endo M	
Оттенок Transparent	REF 213382
Оттенок A2 Universal	REF 213380
Оттенок A3 Opaque	REF 213381

Аксессуары

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
20 Smartmix Tips Endo M	REF 213373



Адгезивный цемент двойного отверждения для фиксации

Показания: постоянная фиксация мостовидных протезов, коронок, вкладок и накладок

Преимущества продукта

- Уменьшение времени отверждения за счет световой полимеризации
- Универсален в применении
- Может использоваться для фиксации цельнокерамических конструкций
- Нерастворимость во влажной среде
- Малая толщина пленки для идеального прилегания
- Легкое удаление излишков



Упаковка

2 Smartmix Syringes @ 10 г	
20 Smartmix Tips Short	REF 212035
1 Картридж @ 52 г	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110524

Аксессуары

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253



Адгезивный цемент химического отверждения для фиксации

Показания: постоянная фиксация мостовидных протезов, коронок, вкладок и накладок

Преимущества продукта

- Химическая полимеризация
- Универсален в применении
- Может использоваться для фиксации цельнокерамических конструкций
- Нерастворимость во влажной среде
- Малая толщина пленки для идеального прилегания
- Легкое удаление излишков



Упаковка

2 Smartmix Syringes @ 10 г	
20 Smartmix Tips Short	REF 212034
1 Картридж @ 52 г	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110293

Аксессуары

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253



Таблицы и обзоры

Прямые реставрации: реставрационный материал

Какой материал выбрать

	Constic	Ecosite Bulk Fill	Ecosite Elements	Ecusphere Shape	Ecusphere Carat	Ecusphere Flow	Ionosit Baseline	LuxaCore Z Dual
I класс	●	●	●	●	●	●		
II класс		●	●	●	●	●		
III класс	●		●	●	●	●		
IV класс			●	●	●	●		
V класс	●	●	●	●	●	●		
Прямые вкладки/накладки			●		●			
Прямые виниры			●					
Молочные зубы	●	●	●			●		
Герметизация фиссур	●	●	●			●		
Прокладки	●		●			●	●	
Кариес корня	●		●			●		
Тоннельное препарирование	●		●			●		
Минимально инвазивное вмешательство	●		●			●		
Починка временных конструкций	●		●			●		
Восстановление культи зуба		●	●					●
Тип материала	Композиты	Наногибридный-композит	Наногибридный-композит	Гибридный композит	Гибридный композит	Композиты	Компомер	Композиты
Количество оттенков	6	3	14	12	4	4	1	3
Оттенок	A1, A2, A3, A3.5, B1, Opaque White	Light, Universal, Contrast	A1, A2, A3, A3.5, B1, Bleach Light, Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark, A2 Opaque, Incisal, White, Brown	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1	A1, A2, A3, A3.5	A1, A2, A3, A3.5	B2	Opaque Light, A3, Blue
Время полимеризации	20 с	20 с	20 с	20 с	20 с	20 с	20 с	20/ 40 * с
Фотополимеризация	●	●	●	●	●	●	●	●
Химическая полимеризация								●
Рентгеноконтрастность	●	●	●	●	●	●	●	●
Аппликационная форма	2 г Luer-Lock Syringe	4 г шприц, 0,25 г капсула Safetip	4 г шприц 2 г шприц 0,25 г Safetip	3 г шприц, 0,3 г капсула Safetip	3 г шприц, 0,3 г капсула Safetip	1,5 г Luer-Lock Syringe	0,33 г шприц Safe- rings, 1,5 г шприц Luer-Lock Syringe	9 г Smartmix Syringe 48 г Automix Cartridge

* в зависимости от толщины слоя

** может применяться для участков, подверженных окклюзионной нагрузке, при условии, что размер перешейка составляет менее половины размера бугорково-фиссурного контакта зубов-антагонистов

*** только временно

Профилактика и инфильтрация

Какой материал выбрать

		Flairesse Paste	Flairesse Gel	Flairesse Foam	Flairesse Varnish	Icon Proximal	Icon Vestibular
Очищение	Очищение	●					
	Реминерализация		●	●	●		
	Фторирование		●	●	●		
	Чувствительность дентина				●		
Кариес – без образования полости	E1	●	●	●	●	●	●
	E2	○	○	○	●	●	●
	D1					●	●
Эстетика	Флюороз						●
	Кариогенные белые пятна						●
	Пятна неизвестного происхождения						●
	Пятна, вызванные травмой						●

- Крайне рекомендованное применение
- Применение при определенных условиях

ОТТИСКИ

Какой материал выбрать

	Honigum Light	Honigum Mono	Honigum Heavy	Honigum Putty	Silagum Light	Silagum Medium	Silagum Mono	Silagum Putty	StatusBlue
Оттиск для изготовления коронок и мостовидных протезов	●	●	●	●	●	●	●	●	
Оттиск для изготовления вкладок и накладок	●	●	●	●	●	●	●	●	
Оттиск с имплантата	●	●	●	●	●	●	●	●	
Функциональный оттиск		●				●	●		
Ситуационный оттиск		●				●	●		●
Оттиск для перебазировки		●				●	●		
Оттиски для изготовления временных конструкций		●		●					●
Оттиски для изготовления шаблонов методом вакуумной формовки		●				●	●		●

Прямые реставрации: адгезивы

Какой материал выбрать

		LuxaBond Total Etch	LuxaBond Universal	Ecosite Bond	Contax	Contax + Activator
Методика	Тотальное протравливание	●	●	●		
	Самопротравливание		●	●	●	●
Адгезивная фиксация	Реставрационных материалов светового отверждения	●	●	●	●	
	Реставрационных материалов двойного и химического отверждения	●	●			●
Режим полимеризации адгезива	Фотополимеризация			●	●	●
	Двойное отверждение	●	●			
Сочетаемость с материалами DMG	Ecosite Elements	●	●	●	●	
	Ecosite Bulk Fill	●	●	●	●	
	EcuSphere	●	●	●	●	
	Ionosit Baseline	●	●	●	●	
	PermaCem	●	●			●
	PermaCem Dual	●	●			●
	PermaCem Universal	●	●			
	LuxaCore Z Dual	●	●			●
Метод реставрации	Восстановление культи зуба	●	●	●		●
	Прямые композитные реставрации	●	●	●	●	●
	Фиксация виниров		●			
	Корневой канал	●	●			
	Фиксация непрямых реставраций	●	●		●	●

Получение оттисков с помощью Honigum

	Honigum Light		Honigum Mono		Honigum Heavy				Honigum Putty			
	Fast				Fast			Fast	Soft		Soft Fast	Rigid Fast
мл	50	50	380	50	380	380	50	50	380	450×2	450×2	450×2
Время смешивания [мин]										00:30	00:30	00:30
Рабочее время [мин]	02:15	01:30	02:00	01:40	02:15	01:15	01:45	01:15	01:45	02:45	01:45	01:30
Время отверждения в полости рта [мин]	03:30	02:00	03:15	03:00	03:15	02:00	03:15	02:00	03:15	04:15	02:00	01:45
Изменение размеров через 24 ч [%]	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Остаточная деформация при сжатии [%]	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,9	≤ 1,0	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,7	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Твердость по Шору А 24 ч	≈ 54	≈ 56	≈ 52	≈ 51	≈ 76	≈ 76	≈ 72	≈ 72	≈ 73	≈ 68	≈ 68	≈ 75
Деформация сжатия [%]	≈ 4,2	≈ 4,2	2,9-5,5	2,8-5,5	≈ 1,4	≈ 1,4	≈ 1,4	≈ 1,4	≈ 2,1	≈ 2,2	≈ 2,2	≈ 1,7
Оттенок												

Цементы: временные и постоянные

Какой материал выбрать

	PermaCem 2.0	PermaCem Universal	PermaCem	PermaCem Dual	LuxaCore Z Dual	TempoCem NE	TempoCem	TempoCem ID
Постоянные	●	●	●	●	●			
Временные длительного ношения								●
Временные						●	●	●
Показания	Коронки/мостовидные протезы	●	●	●	●	●	●	●
	Вкладки/накладки	●	●	●	●	●	●	●
	Виниры		●					●
	Корневые штифты	●	●			●		
	Абатменты имплантатов	●	●			●		●
Фиксация	Адгезивная		●	●	●			
	Самоадгезивная	●						
	Ретенционная					●	●	●
Тип материала	Композиты	●	●		●			●
	Компомер			●	●			
	Оксид цинка					●	●	
Режим полимеризации	Фотополимеризация	●	●		●	●		●
	Химическая полимеризация	●	●	●	●	●	●	●
Количество оттенков	3	5	1	1	3	1	1	1
	A2 Universal, A3, Opaque, Transparent	A1, A2.5, Transparent			Opaque Light, A3, Blue			

Цементы: временные и постоянные

Какой материал выбрать

		PermaCem 2.0	PermaCem Universal	PermaCem	PermaCem Dual	TempoCemNE	TempoCem	TempoCem ID
Металл/металлическая основа	Вкладки	●	○	○	○	●	●	●
	Накладки	●	○	○	○	○	○	●
	Коронки/мостовидные протезы	●	○	○	○	●	●	●
	Корневые штифты	●						
	Абатменты имплантатов	●					○	●
Силикатная керамика (например, на основе диоксида лития, полевого шпата)	Вкладки	○	○	○	○	●	●	●
	Накладки	○	○	○	○	○	○	●
	Коронки/мостовидные протезы	●	○	○	○	●	●	●
	Виниры		○	○	○			●
Оксидная керамика (на основе диоксида циркония/ оксида алюминия)	Коронки/мостовидные протезы	●	○	○	○	●	●	●
	Корневые штифты	●						
	Абатменты имплантатов	●					○	●
Композитные реставрации	Вкладки	○	○	○	○	●	●	●
	Накладки	○	○	○	○	○	○	●
	Коронки	●				●	●	●
	Корневые штифты	●						
	Виниры		○	○	○			●

- ● Крайне рекомендованное применение
○ ○ Применение при определенных условиях

Протезирование: временное и постоянное







Какой материал выбрать

	Luxatemp MaxProtect	Luxatemp Star	Luxatemp Fluorescence	Luxatemp Plus	LuxaFlow Star	Luxatemp Glaze & Bond
Временные коронки и мостовидные протезы	●	●	●	●		
Временные вкладки и накладки	●	●	●	●		
Временные частичные коронки	●	●	●	●		
Временные виниры	●	●	●	●		
Временные ортопедические конструкции длительного ношения	●	●	●	●		
Для коронок и мостовидных протезов длительного ношения	●					
Сложные временные реставрации длительного ношения	●					
Улучшение и восстановление временных конструкций на основе бис-акрилата					●	
Небольшие полости III, IV и V класса					●	
Малоинвазивные реставрации					●	
Лечебные прокладки					●	
Покрытие поверхностей						●
Восстановление несостоятельных временных коронок и мостовидных протезов					●	●
Тип материала	Бис-акрилат	Бис-акрилат	Бис-акрилат	Бис-акрилат	Композиты	1-компонентный материал на основе многофункциональных метакрилатов

Automix Dispenser

Automix Tips





Диспенсер для картриджей 25 мл с соотношением 1:1

 <p>Type 25 1:1 REF 110253</p>	Подходит для LuxaCore Z Dual Silagum Comfort	Automix Tips Yellow 1:1 50 × REF 909200 	Intraoral Tips Yellow* 50 × REF 909222 
	Подходит для LuxaCore Z Dual	Automix Tips Endo L 20 × REF 110963 	Endo Tips Yellow* 50 × REF 212280 
	Подходит для TempoCem TempoCem NE PermaCem PermaCem Dual	Automix Tips Blue 1:1 50 × REF 110266 100 × REF 110267 	

Диспенсер для картриджей 50 мл с соотношением 1:1

 <p>Type 50 1:1 REF 909507</p>	Подходит для Honigum Light/Light Fast Silagum Light/Light Fast Silagum Mono Silagum Medium/Medium Fast	Automix Tips Yellow 1:1 50 × REF 909200 	Intraoral Tips Yellow 50 × REF 909222 
	Подходит для Honigum Mono Honigum Heavy/Heavy Fast	Automix Tips Green 1:1 50 × REF 909490 	Intraoral Tips Transparent 50 × REF 909400 
	Подходит для O-Bite Silagum Comfort	Automix-Tips Pink 1:1 50 × REF 909202 	Conturation Tips 50 × REF 909203 

Диспенсер для картриджей 50 мл с соотношением 10:1 / 4:1

 <p>Type 50 10:1 REF 110411</p>	Подходит для Luxatemp Plus Luxatemp MaxProtect Luxatemp Star Luxatemp Fluorescence LuxaPick-up	Automix Tips Blue 10:1 45 × REF 110409 	
	Подходит для LuxaBite	Automix Tips Yellow 10:1 25 × REF 110609 	
	Подходит для StatusBlue	Automix Tips Pink 4:1 25 × REF 909797 	

*Не подходит для Silagum Comfort

Аппликационные насадки

Для шприцев и Smartmix

Smartmix Tips Green-Blue

REF 110990 (50 шт.)



Подходит для
Luxatemp Star
Luxatemp Fluorescence

Smartmix Tips Short

REF 212040 (50 шт.)



Подходит для
TempoCem NE
TempoCem
PermaCem Universal
PermaCem 2.0
PermaCem Dual
PermaCem

Smartmix Tips Combi

REF 212042 (50 шт.)



Подходит для
LuxaCore Z Dual

Smartmix Tips Endo


REF 212041 (50 шт.)



Подходит для
LuxaCore Z Dual

Smartmix Tips Green

REF 110724 (50 шт.)



Подходит для
TempoCem ID



Smartmix Tips Endo M

REF 213373 (20 шт.)



Подходит для
PermaCem 2.0

Smartmix Tips Endo L


REF 213083 (20 шт.)



Подходит для
LuxaCore Z Dual

Luer-Lock Tips White

REF 109942 (50 шт.)



Подходит для
DMG Etching Gel



Luer-Lock Tips Black

REF 211477 (60 шт.)



Подходит для
LuxaFlow Star
Ionosit Baseline
EcuSphere Flow

Luer-Lock Tips Silver

REF 220712 (20 шт.)



Подходит для
Constic
Ecosite Elements Highlight





















MixStar Tips

Automix Tips

MixStar eMotion

<p>Устройство для смешивания 230 V Int. REF 900480</p>  <p>The image shows a white, upright automatic mixing unit. It has a digital display on top with several buttons. A cartridge labeled 'Honigum Pro' is inserted into the front. The unit is mounted on a base.</p>	<p>Подходит для Honigum Putty</p>	<p>MixStar Tips Blue 50 x REF 903334</p>  <p>Two blue, conical mixing tips with a textured surface.</p>
	<p>Подходит для Honigum Mono Honigum Heavy Honigum Heavy Fast Silagum Putty Soft StatusBlue</p>	<p>MixStar Tips White 50 x REF 909567</p>  <p>Two white, conical mixing tips with a textured surface.</p>

Символы DMG, обозначающие тип упаковки

 MixStar	 Saferinge	 Корневые штифты	 Handmix
 Automix	 Safetip	 Диски	 Флакон большой
 Smartmix	 Retraction Paste	 Банка I	 Флакон с дозатором
 Цилиндрический шприц	 Safetip Dispenser	 Банка II	 Флакон
 Шприц I	 Single-use unit I	 Тюбик	 Набор шприцов
 Шприц II	 Single-use unit II	 Флакон	

Указатель

Automix Dispenser 53	Honigum Light 25	MixStar Tips 55
Constic 16	Honigum Mono 25	O-Bite 31
Contax 22	Honigum Putty 26	PermaCem 43
DMG Etching Gel 23	Icon Proximal 13	PermaCem 2.0 42
DMG Retraction Paste 30	Icon Vestibular 13	PermaCem Dual 43
DMG Tray Adhesive 32	Ionosit Baseline 18	PermaCem Universal 42
Ecosite Bond 21	LuxaBite 32	Safetip Dispenser 22
Ecosite Bulk Fill 16	LuxaBond Total Etch 21	Safetip Dispenser Pro 23
Ecosite Elements 15	LuxaBond Universal 20	Silagum Comfort 33
EcuSphere Carat 17	LuxaCore Z Dual 19	Silagum Light 27
EcuSphere Flow 17	LuxaFlow Star 37	Silagum Medium 27
EcuSphere Shape 18	LuxaPick-up 33	Silagum Mono 28
Flairesse Bleaching Gel CP 5% 10	LuxaPost 20	Silagum Putty 28
Flairesse Bleaching Gel CP 10% 10	Luxatemp Fluorescence 36	Silagum Putty Soft 29
Flairesse Bleaching Gel CP 16% 10	Luxatemp Glaze & Bond 37	StatusBlue 29
Flairesse Gel/Foam 11	Luxatemp MaxProtect 35	TempoCem 39
Flairesse Paste 11	Luxatemp Plus 36	TempoCem ID 38
Flairesse Varnish 12	Luxatemp Star 35	TempoCem NE 38
Honigum Heavy 26	MixStar eMotion 30	Аппликационные насадки 54

Эксклюзивный дистрибьютор в России:



«ФАРМГЕОКОМ-МОСКВА»

г. Москва, 115432, Проектируемый проезд 4062,
д. 6, стр.16, Бизнес Центр «Port Plaza», м. Технопарк
Тел.: 8 (800) 333 6863, +7 (495) 150 8881
info@pharmgeocom.ru, pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта 25Д
Тел.: +7 (812) 245 6833, +7 (921) 187 7343
spb@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-НОВОСИБИРСК»

г. Новосибирск, ул. Державина 47
Тел.: +7 (919) 390 5280 novosibirsk@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-ЕКАТЕРИНБУРГ»

г. Екатеринбург, ул. Фурманова 123
Тел.: +7 (343) 243 5563 ekaterinburg@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-КРАСНОДАР»

г. Краснодар, ул. Морская 54
Тел.: +7 (861) 245 7000 krasnodar@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-СОЧИ»

г. Сочи, ул. Ландышева, д.12/6а
Тел.: +7 (918) 093 2900 rsalata@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-САМАРА»

г. Самара, пр-т Масленникова 25
Тел.: +7 (846) 211 0037 samara@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-БАШКИРИЯ»

г. Уфа, пр-т Октября 11\3
Тел.: +7 (347) 200 0403 ufa@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-КАЗАХСТАН»

г. Костанай, ул. Каирбекова 377
Тел.: +7 (800) 333 6863 info@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-ВОРОНЕЖ»

г. Воронеж, Московский проспект, 19 б
Тел.: +7 (800) 333 6863 voronezh@pharmgeocom.ru

DMG

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany

Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222

info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com