




LuxaCrown

Простейшее изготовление
долговременных коронок.



**Простейшее
изготовление
долговременных
коронок.
LuxaCrown**



Долгосрочные реставрации еще никогда не были такими простыми.



Уникальный LuxaCrown позволяет легко, быстро и без лишних затрат изготавливать долгосрочные коронки прямо в присутствии пациента.

Это качественное, надежное решение, которое вы можете предложить своим пациентам в качестве альтернативы коронкам, изготавливаемым в лаборатории.

Простая в изготовлении коронка LuxaCrown отличается высокой точностью прилегания, низкой стоимостью, исключительной износостойкостью и сроком службы до пяти лет.

Откройте новые возможности для вас и ваших пациентов.

С LUXACROWN ОТ КОМПАНИИ DMG.



Оптимальный срок службы. Высокая надежность

БЫСТРАЯ ПОЛУПОСТОЯННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

Благодаря своей непревзойденной стабильности LuxaCrown задает новые стандарты в области ортопедических реставраций. Коронка легко изготавливается в одно посещение, и отличается надежностью и долговечностью.

LuxaCrown предназначен для изготовления полупостоянных коронок и мостовидных протезов и является промежуточным решением между простыми временными конструкциями и постоянными реставрациями, к которым применяются высокие требования относительно их прочности, надежности и эстетики.

Результаты лабораторных исследований таких свойств, как износостойкость, вязкость разрушения и прочность при изгибе, подтвердили высокую устойчивость материала к механическим воздействиям.

Долговечность проверялась путем стандартной имитации жевания и износа в сочетании с искусственным старением. Полученные результаты подтверждают заявленный срок службы коронки до пяти лет. (Долгосрочные исследования на стадии проведения.)

Здоровые ткани зуба сохранены.


ДОКАЗАННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

LuxaCrown – это твердый и прочный материал. Помимо высокой прочности на изгиб, материал характеризуется вязкостью разрушения $> 2 \text{ МПа} \cdot \text{м}^{0,5}$.

Это гарантирует прочность и долговечность временных конструкций.



СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НОШЕНИЯ (ЛЕТ)



* Источник: In vitro исследование LuxaCrown; N. Albrecht, S. Duy, Германия, февраль 2016 г.



LUXACROWN: СТАБИЛЬНОСТЬ

- Превосходные механические показатели
- Превосходная полируемость
- Оптимальное время полимеризации
- Простота процедуры
- Долговечность: срок службы до пяти лет

ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ В МПА

ВРЕМЕННЫЕ РЕСТАВРАЦИИ



Источник: Внутренние тесты DMG, Гамбург 2014, неопубликованные данные

ПОСТОЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ




Источник: Thomas Niem; N. Youssef; B. Wöstmann/ Justus-Liebig-University Giessen: Poster 3558 - Physical Properties of Resin-based and Ceramic CAD/CAM Millingblocks

Оптимальное и универсальное решение

LuxaCrown может использоваться для изготовления как коронок, так и мостовидных протезов, позволяет обеспечить оставшимся здоровым тканям долговременную защиту, восстановить анатомическую форму, жевательную функцию, а также эстетические параметры.

Высокая прочность LuxaCrown позволяет вести долговременное наблюдение за результатами лечения, прежде чем перейти от этапа заживления к выполнению сложных реставрационных работ.

СИСТЕМА ОТТЕНКОВ LUXACROWN ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Для выбора доступны восемь оттенков, которые характеризуются естественной флуоресценцией и высокой стабильностью цвета.

ПРАКТИЧНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Проверенная система Automix позволяет быстро и качественно выполнить работы при оптимальном расходе материала.

Объем картриджа Automix позволяет создать до 36 одиночных коронок или до 24 мостовидных протезов из 3 единиц.

ЛЕГКО, БЫСТРО, ПРАКТИЧНО: LUXACROWN




Исходная ситуация



Wax-up/mock-up воспроизводит реставрацию



Подготовленный зуб



Внесение LuxaCrown в слепок



Коронка LuxaCrown



Конечный результат

LUXACROWN – ВАШ ПРОСТОЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

- > Доступное решение для создания стандартных коронок
- > Восстановление зубов при возрастных изменениях
- > Восстановление молочных зубов
- > Восстановление зубов после эндодонтического лечения.
- > Временные реставрации на имплантатах
- > Защита от кислотной эрозии (например, при булимии) и истирания (бруксизм)
- > Шинирование переломов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Долгий срок службы полупостоянной конструкции
- > Скорость и простота процедуры
- > Превосходный результат
- > Оптимальные механические свойства
- > Экономия времени и средств

ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УСПЕХА



ОБЗОР ПРОДУКТА

LuxaCrown

Формы выпуска:

1 картридж с 50 мл пасты, 15 Automix-Tips

Оттенок A1	REF 110970
Оттенок A2	REF 110971
Оттенок A3	REF 110972
Оттенок A3.5	REF 110973

Оттенок B1	REF 110974
Оттенок B3	REF 110975
Оттенок C2	REF 110976
Оттенок D2	REF 110977

Аксессуары:

1 диспенсер Automix-Dispenser, тип 50 (10:1)
1 поршень Automix, тип 50 10:1
45 насадок Automix-Tips Blue 10:1

REF 110411
REF 110412
REF 110409

Эксклюзивный дистрибьютор в России:



«ФАРМГЕОКОМ-МОСКВА»

г. Москва, 115432, Проектируемый проезд 4062,
д. 6, стр.16, Бизнес Центр «Port Plaza», м. Технопарк
Тел.: 8 (800) 333 6863, +7 (495) 150 8881
info@pharmgeocom.ru, pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта 25Д
Тел.: +7 (812) 245 6833, +7 (921) 187 7343
spb@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-НОВОСИБИРСК»

г. Новосибирск, ул. Державина 47
Тел.: +7 (919) 390 5280 novosibirsk@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-ЕКАТЕРИНБУРГ»

г. Екатеринбург, ул. Фурманова 123
Тел.: +7 (343) 243 5563 ekaterinburg@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-КРАСНОДАР»

г. Краснодар, ул. Морская 54
Тел.: +7 (861) 245 7000 krasnodar@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-СОЧИ»

г. Сочи, ул. Ландышева, д.12/6а
Тел.: +7 (918) 093 2900 rsalata@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-САМАРА»

г. Самара, пр-т Масленникова 25
Тел.: +7 (846) 211 0037 samara@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-БАШКИРИЯ»

г. Уфа, пр-т Октября 11\3
Тел.: +7 (347) 200 0403 ufa@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-КАЗАХСТАН»

г. Костанай, ул. Каирбекова 377
Тел.: +7 (800) 333 6863 info@pharmgeocom.ru

«ФАРМГЕОКОМ-ВОРОНЕЖ»

г. Воронеж, Московский проспект, 19 б
Тел.: +7 (800) 333 6863 voronezh@pharmgeocom.ru

DMG

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany

Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222

info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com

