



MixStar-eMotion

Высокоскоростной дизайн

Высокоскоростная модель



2014
REALITY
Four Star Award
★★★★

Искусство автоматического смешивания

Проще

Управлять аппаратом MixStar-eMotion очень просто. Одно нажатие на кнопку, и материал автоматически точно дозируется, смешивается и подается. В отличие от других представленных аппаратов кнопку «Старт» не нужно постоянно удерживать в процессе смешивания и подачи материала. Таким образом, предоставляется больший комфорт и свобода действий. Для дополнительной помощи аппарат имеет 2 таймера для указания рабочего времени и времени полимеризации, которые можно запрограммировать и при необходимости легко устанавливать для различных материалов.


Быстрее

Только в аппарате MixStar-eMotion имеются 3 уровня скорости подачи материала, последняя из которых в два раза выше, чем у предыдущей модели аппарата MixStar.

К примеру, при наполнении ложки Вы можете сэкономить до 20 секунд, увеличив тем самым время работы с материалом. Различные скорости были предусмотрены для оптимизации процесса получения оттиска. Аппарат MixStar-eMotion предлагает выбор оптимальной скорости для каждой ситуации: наполняете ли Вы шприц или ложку, опытный ли у Вас ассистент или нет.

Безопаснее


В режиме электронного контроля аппарат MixStar-eMotion обеспечивает подачу однородной, гомогенной смеси без пузырьков воздуха и включений. Материал всегда в оптимальной дозировке заполняет ложку или шприц. Вы можете быть уверены, что работаете экономично, поскольку потери материала сведены к минимуму. Корректная установка рабочего времени и времени полимеризации для каждого типа материала исключает возможные ошибки. Также для обеспечения безошибочной работы соответствующие значения времени указаны на картриджах MixStar.



Дисплей с двумя таймерами и тремя уровнями скорости.



Кнопка для быстрой смены картриджа.



Кнопка «Старт-Стоп» для автоматического смешивания.



Разъем для ножной педали и USB-порт для обновления программного обеспечения.

Полностью автоматическое смешивание с электронной точностью

Никогда прежде смешивание не было таким простым, быстрым и безопасным. Компания DMG представляет MixStar-eMotion – новейшее поколение полностью автоматических аппаратов для смешивания оттисковых материалов.

Управлять этим высокотехнологичным устройством необычайно просто. MixStar-eMotion управляется одной рукой посредством нажатия одной кнопки – при этом исключается некорректность дозировки. Его стильный дизайн впечатляет.


Универсальность

Вне зависимости от Ваших предпочтений в отношении оттисковых материалов и методик получения оттисков аппарат MixStar-eMotion обеспечит истинное облегчение этих повседневных операций. Компания DMG предлагает продуманную линию высококачественных оттисковых материалов для полностью автоматического смешивания. Аппарат позволяет использовать и другие представленные на рынке картриджи и упаковки из фольги.

Свойства	Преимущества
Полностью автоматизированный процесс	Очень легкое управление
3 уровня скорости	Высокая скорость и эффективность
2 таймера для рабочего времени и времени полимеризации	Безошибочный лечебный процесс
Постоянное гомогенное качество материала	Оптимальная дозировка Идеальная пропорция при смешивании



Картриджи для динамического смешивания в аппарате MixStar-eMotion.



Легкое наполнение шприца на 1 скорости.



Быстрое заполнение ложки на 2 и 3 скоростях.

Высокое качество для всех показаний

Honigum: целое семейство для наивысшей точности

Обычно оттисковые материалы обладают свойствами либо текучести, либо стабильности. Однако Honigum преодолевает эти, по сути, противоположные тенденции. Благодаря реологически активной матрице материалы серии Honigum достигают наилучших показателей по обоим этим показателям. По этой и другим причинам Honigum получил лучший «клинический рейтинг»* среди 50 винилполисилоксановых материалов, протестированных агентством Dental Advisor. Кроме того, благодаря своим отличным свойствам фиксации материал Honigum-Heavy рекомендован престижным Центром Бранемарка для работы с имплантатами. А с новым материалом Honigum-MixStar Putty DMG представляет первый автоматически смешиваемый материал базисной консистенции в картридже MixStar.

StatusBlue: винилполисилоксановый материал для альгинатных показаний

Благодаря своей размерной стабильности оттиски, выполненные из материала StatusBlue, не подвергаются усадке и хранятся в течение нескольких недель без потери точности.

Стабильность материала при хранении также дает возможность производить несколько отливок моделей на основе одного оттиска. Таким образом, отпадает необходимость в изготовлении повторных оттисков, например, при поломке временных конструкций.


По итогам сравнительного анализа «Альгинаты и заменяющие их материалы», проведенного Dental Advisor, материалу StatusBlue присвоен наивысший рейтинг среди всех материалов.**

Помимо материалов StatusBlue и Honigum для аппарата MixStar-eMotion также поставляется испытанный и хорошо зарекомендовавший себя материал Silagum-MixStar Putty Soft.

Оптимизированные картриджи MixStar имеют цветовую кодировку для быстрой идентификации продуктов. Кроме того, для облегчения выбора и исключения ошибок на упаковках указаны рабочее время и время полимеризации соответствующего материала.



Цветовая кодировка и этикетка с указанием рабочего времени и времени затвердевания.



Детальное воспроизведение протезного ложа при помощи материалов Honigum-MixStar Putty и Honigum-Light.



Трансферный оттиск из материала Honigum-Heavy.



Точный оттиск, выполненный с помощью материала StatusBlue.

*The Dental Advisor, том 23, № 3

**The Dental Advisor, том 24, № 2, стр 2-7

Упаковка

MixStar-eMotion

Упаковка

1 MixStar-eMotion 230V №900480

Аксессуары

50 насадок MixStar №909567

1 ножная педаль №900310

Honigum-Mixstar Putty

Упаковка

1 картридж Mixstar @ 380 мл

10 канюль Mixstar №919374

Экономичная упаковка

5 картриджей Mixstar @ 380 мл

50 канюль Mixstar №919375

Honigum-Light

Упаковка

4 картриджа @ 25 мл

16 насадок Automix

16 интраоральных насадок

Honigum-Light №909539

Honigum-Light Fast №909639

2 картриджа @ 50мл

12 насадок Automix

12 интраоральных насадок

Honigum-Light №909831

Honigum-Light Fast №909832

Экономичная упаковка

16 картриджей @25 мл

50 насадок Automix

50 интраоральных насадок

Honigum-Light №909690

Honigum-Light Fast №909691

8 картриджей @ 50мл

50 насадок Automix

50 интраоральных насадок

Honigum-Light №909835

Honigum-Light Fast №909836

Honigum-MixStar Havy

Упаковка

1 картридж @380мл

10 насадок MixStar

Honigum-Heavy №909537

Honigum- Heavy Fast №909638

Honigum-MixStar Heavy

Экономичная упаковка

5 картридж @380мл

50 насадок MixStar

Honigum-Heavy №909538

Honigum- Heavy Fast №909637

Honigum-MixStar Mono

Упаковка

1 картридж @ 380мл

10 насадок MixStar №909568

Экономичная упаковка

5 картриджей @ 380мл

50 насадок MixStar №909569

StatusBlue

Упаковка

1 картридж @ 380мл

10 насадок MixStar №909693

Экономичная упаковка

5 картриджей @ 380мл

50 насадок MixStar №909694



Эксклюзивный дистрибьютор в России

Группа Компаний «ФАРМГЕОКОМ»

Проектируемый проезд №4062, 6с.16, БЦ «Порт Плаза»

Тел.: +7 (495) 150 8881 / 8 (800) 333 6863

Email: info@pharmgeocom.ru Сайт: pharmgeocom.ru

DMG

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany

Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222

info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com